

COVID-19 | Anleitung für die Einzeltestung

Um die Pandemie in Schulen und Kindergärten besser unter Kontrolle zu bringen, wird Ihrem Kind die Testung auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 empfohlen.

In der Schule haben die Kinder bereits eine erste Testung durchgeführt, bei der mehrere Proben in einer PCR gemeinsam gemessen wurden („Pool-Probe“). Fällt dieser Pool-Test positiv aus, sind Kinder der Klasse mit SARS-CoV-2 infiziert. Sollte dies zutreffen, bekommen Sie diesbezüglich weitere Information über Ihre Schule. Bitte öffnen Sie erst dann den Druckverschlussbeutel und führen die Probennahme durch. Bis dahin bewahren Sie den Beutel bitte bei Raumtemperatur auf.

Um die Probennahme für Ihr Kind sicher und angenehm zu gestalten, kommt auch bei der Abnahme zu Hause die „Lolli-Methode“ zum Einsatz. Im von der Schule übergebenen Druckverschlussbeutel finden Sie einen sterilen Tupfer, den Sie Ihrem Kind geben und an dem, wie bei einem Lutscher/Lolli, 30 Sekunden gelutscht wird. Im Anschluss verpacken Sie den Tupfer in der mitgelieferten Probenhülle und bringen diese in die Schule, von wo der Transport ins SYNLAB-Labor erfolgt. Dort wird mit einer sehr sensitiven PCR-Methode die Analyse durchgeführt.

Der Druckverschlussbeutel enthält folgende Materialien:

- a) Probenhülle
- b) Tupfer in Transportröhrchen
- c) Strichcode-Set
- d) Auftragschein
- e) QR-Code-Set



Diese
Anleitung in
anderen Sprachen!
Translation
Traduction
Çeviri





Vorbereitung



1 Beschriften Sie den Aufkleber der Probenhülle mit Ihrer Telefonnummer, dem Namen und Vornamen sowie der Schule und Klasse Ihres Kindes.

Sie bringen den mit (1) markierten Strichcode bitte **in Längsrichtung** auf dem Transportröhrchen an. **Nicht um das Röhrchen wickeln!**

Sie bringen den mit (2) markierten Strichcode im Feld oben rechts auf dem Auftragschein auf.



3 Sie füllen den Auftragschein mit den Daten Ihres Kindes aus. **Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!**

Die Schule Ihres Kindes erhält den Befund der Individualtestung. Möchten Sie den Befund ebenfalls erhalten, stimmen Sie bitte der Übertragung in die Corona-Warn-App zu und kleben den mit „L“ markierten QR-Code in das Feld unten links. Sie bewahren den anderen QR-Code (mit schwarzem Rand) für den Befundabruf auf.

Alternativ können Sie auch die **SYNLAB-App „Mein-Laborergebnis“** für den Befundabruf nutzen. Den QR-Code dann bitte ebenfalls einkleben, die Zustimmung zur Übertragung ist dann optional.



Anleitung für die Probennahme



5 Entnehmen Sie den Tupfer im Transportröhrchen aus dem Druckverschlussbeutel. Ziehen Sie den Tupfer aus dem Transportröhrchen heraus und geben Sie ihn Ihrem Kind.

Ihr Kind nimmt den Tupfer mit der wattierten Seite in den Mund und lutscht 30 Sekunden darauf: Mit der Zunge hin- und herbewegen. **Nicht kauen!**

Sie stecken den Tupfer anschließend in das Transportröhrchen und verschließen dieses sorgfältig.



7 Sie stecken das Transportröhrchen in die Probentüte. Verschließen Sie die Probentüte mit dem Klebeverschluss.

Direkt im Anschluss bitte Hände desinfizieren und/oder gründlich waschen!

Bitte bringen Sie die Probe schnellstmöglich in die Schule mit!

Informationen zur Rückgabe (insbesondere die Abgabezeiten) oder zum weiteren Transport erhalten Sie von Ihrer Schule.

Über das Ergebnis der PCR-Analyse werden Sie über die Schule, die Corona-Warn-App oder die SYNLAB-App „Mein Laborergebnis“ informiert.



Befundabfrage per QR-Code:

Per Corona-Warn-App oder

Mein-Laborergebnis-App installieren

Wichtig: Zugriff auf Kamera erlauben



APP LADEN